

MANUAL: ROAMAN RM-T3

16



ROAMAN

RM-T3
User manual

Fabricado en P.R.C. por Guangling Roaman Technology Co., Ltd. Distribuido en Europa por EurLab Farma, S.A. Av. Sistema Solar 26 Nave 3 28830 Madrid Spain

www.roaman.eu

1

Información

Higiene & delicadeza

Alto nivel de cleaning and protecting system

Tipos de Producto: RM-T3
Modos: Sensitivo/Limpieza/Blanqueamiento
Variante Producto: A0
Voltaje de Red: 4V rms
Potencia nominal: 3W
Interruptor: Interruptor táctil
Modo Visualización: Luz LED
Función en funcionamiento: 360°
Tiempo de carga: 23h
Intensidad de carga: 55mA
Especificaciones batería: Lithium battery/14500/600mAh
Añor de Potencia: Luz indicadora parpadea en carga baja
Nivel de protección: IPX7
Execute Standards: GB4706.1-2005
GB4706.2-2008
GB4791.1-2018

Cabezal adecuado para el cuidado de las encías: brush head cover

Cuerpo:

Interruptor de Encendido/Modo: Una presión para encendido/carga. Interruptor de modo

Luz de fondo de carga: Luz Verde - Modo sensible
Luz Verde - Modo Limpieza
Luz Azul - Modo Blanqueo
Luz Intermitente - Modo de carga

Base de carga por inducción

Las partes del cabezal del cepillo son de material de calidad alimentaria. Usado puede estar tranquilo.

2

3

Inicio

Conoce sus dientes para la protección bucal

01 Instalación
Alinee el cabezal con el cuerpo.

02 Enjuague
Enjuague con agua y limpie la cavidad afectada del lado de dientes.

03 Selección
Selecciona 3 modos de limpieza.
Consejo: Seleccione el modo sensible cuando use el cepillo en los primeros usos.

04 Cepillar
Mantener las cerdas en un ángulo de 45°. Limpieza las cuatro áreas.
Consejo: Primero limpie el cepillo en la boca y encienda el interruptor.

05 Cepillo
Hacer enjuague con agua y limpiar el cabezal del cepillo.

Sensible	Limpieza	Blanqueo
3300 rpm, más suave que	4100 rpm, más Clean en modo protection	4800 rpm, más Teeth whitening

4

5

6

7

Smart

Conoce sus dientes mejor

5 segundos de memoria inteligente. Conoce los hábitos de limpieza.

2 minutos de tiempo automático. Tiempo de espaldado, planificación científica

Recordatorio de cambio de área cada 30 segundos
Limpieza cada rincón de la boca de forma equilibrada.

Cepillo descolorido después de 3 meses
Con un botón para cambio de recordatorio.

60 días de duración
Con una sola carga, el cepillo se puede usar durante dos meses

1 Botón Inicio/Modo
Control con un botón simple y sensible.

Consejos

Hábitos científicos de protección bucal

01 Limpieza profunda
Cepille sus dientes cada mañana y cada noche al menos 2 minutos cada vez.

02 Cepillos a la hora correcta
Cepille sus dientes 20 minutos después de las comidas para proteger su esmalte.

03 Gentle gum
Use paños suaves para limpiar encías sensibles.

8

04 Usar hilo dental
Introduzca en las hendiduras de los dientes para eliminar los restos de comida y placa bacteriana.

05 Acuda regularmente a su dentista.
De vez en cuando, déjese por completo la boca y manténgala en perfecta salud de sus dientes y encías.

Especial

Recomendaciones de salud dental

Niño
Sea un buen ejemplo para sus niños, pídeles que protejan sus dientes y encías, y muestre la importancia de las caries.

- Cepille sus dientes cada mañana y cada noche al menos 2 minutos cada vez.
- Asigúrese de tener una dieta equilibrada y controle las snacks.
- Use pasta de dientes con fluor para prevenir la caries.
- Use un cepillo de dientes con cerdas especiales para que los niños limpien suavemente cada esquina de los dientes.
- Use las cerdas para limpiar la lengua después de cepillar sus dientes para reducir la placa.
- Examinación oral habitual

Adolescente
Para tener dientes blancos y sanos, así como reducir la incidencia de las caries, lo que aumenta la dificultad de la limpieza. Por lo tanto, la limpieza diaria no puede ser innecesariamente.

- Cepille sus dientes cada mañana y cada noche por lo menos 2 minutos cada vez.
- Use pasta dental con fluor para prevenir la caries dental.
- Use pasta dental con fluor para aliviar el dolor alrededor de las encías.
- Beba mucha agua o mantenga húmedo la boca para prevenir la sequedad de las encías.
- Las dentaduras postizas requieren cuidados y limpieza en profundidad.
- Cuide sus encías después del cepillado para promover la circulación sanguínea y mantener las encías sanas.

9

Mantenimiento diario

Cabezal del cepillo: Enjuague con agua y déjelo secar después de cada uso. Para mejorar su experiencia y alargar la vida útil del producto, evite los recambios originales.

Cuerpo del cepillo: Se puede limpiar directamente con agua y déjelo secar. No use agua o limpiador de más de 40 grados.

Carga de la batería: El cepillo tendrá algo de batería al salir de fábrica. Por favor, consuma el resto antes de cargarlo, el indicador de carga parpadeará continuamente para indicar que queda poca batería, cárguelo cuando se agote para extender la vida útil de la batería de litio.

Mujeres embarazadas
Las mujeres embarazadas son más susceptibles a cualquier diente incorrecto por tener dientes sanos de por vida. No importa la edad que tenga, es importante cuidar a buco.

Los ancianos
Mantenga unos hábitos de cuidado dental correctos para tener dientes sanos de por vida. No importa la edad que tenga, es importante cuidar a buco.

- Use pasta dental con fluor habitualmente para prevenir las caries dentales.
- Beba mucha agua o mantenga húmedo la boca para aumentar la secreción de saliva y reducir el riesgo de caries dental.
- Las dentaduras postizas requieren cuidados y limpieza en profundidad.
- Cuide sus encías después del cepillado para promover la circulación sanguínea y mantener las encías sanas.

¡No lo deje caer! No lo utilice en el cuerpo o el mango está dañado.

¡No lo desarme! Manténgalo alejado de una fuente de calor. El cuerpo o la base de carga no puede utilizarse en entornos de alta temperatura.

¡No lo descarte! No lo desmonte. Póngase en contacto con nuestro departamento de postventa.

10

11

Q&A

Notas de Preguntas y respuestas

Q: ¿Por qué la vibración del cepillo de dientes parece "más débil de lo normal"?

A: La conexión entre el cabezal del cepillo y el cuerpo está demasiado apretado, retire el cabezal del cepillo y limpie la cavidad.

Q: ¿Se cargó el cepillo de dientes pero, ¿por qué la vibración de la cabeza no está? / A: Asegúrese que el cepillo de dientes esté colocado correctamente durante la carga y no tenga un problema con la carga. Si el problema no se ha resuelto, es posible que la batería haya llegado al final de su vida útil. Por favor, póngase en contacto con el departamento de postventa de Roaman para reemplazarlo.

Q: ¿Por qué el indicador de carga parpadeará rojo y parpadeará azul?

A: Cuando no se ve el nivel de cepillo de dientes durante un período de 6 meses o más, la batería entrará en un estado inactivo y se recargará en 20 minutos después de la recarga para activarse. Es un fenómeno habitual.

Q: ¿Por qué el indicador de carga parpadeará rojo y parpadeará azul?

A: Por favor, considere si es debido a un fallo eléctrico, inserte carga de forma habitual, si sigue fallando después de realizar la carga, póngase en contacto con el departamento de postventa de Roaman para su reparación o reemplazo.

Q: Can the power cord be replaced?

A: The power cord can't be replaced. If the cord is damaged, the entire toothbrush should be discarded.

Pass Card
El inspector asignará que este producto ha sido estrictamente probado por el equipo de calidad de la compañía Roaman.

Service
Descripción del fallo

12

13

14

15

Service

Tarjeta de Postventa

Descripción: Rellene la tarjeta de garantía con cuidado y guárdela para su uso. Este producto tiene derecho a una garantía gratuita de dos años a partir de la fecha de compra. Las siguientes condiciones no son servicios gratuitos.

¡Solo el producto causado por uso inadecuado o almacenamiento inadecuado.

¡Productos que hayan sido desmontados por ellos mismos o reparados por centros de reparación no oficiales.

¡Solo un comprobante de compra válido ha sido atendido.

¡Solo el producto debido a la inestabilidad de la tensión que exceda el rango especificado.

Si no agree de acuerdo con el manual de instrucciones.

¡Los productos exceden el período de garantía e el alcance de la garantía.

Nombre de producto: _____
Fecha de compra: _____
Nombre de cliente: _____
Información: _____
Descripción del fallo: _____

Nota importante:

A. Cerrar la fuente de alimentación o el cepillo de dientes. Si falla, no intente repararlo usted mismo.
B. Cierre los tornillos de la cubierta inferior del cepillo de dientes y encías.
C. Durante la etapa posterior del cepillo de dientes y encías.
D. Retire la batería i a recargable.
E. Retire la batería i a recargable.

PRECAUCIÓN: No conecte el cepillo de dientes o róse a la fuente de alimentación después de desmontar la batería i a recargable.

8

9

10

11

12

13

14

15